

定期的な
オーラルケアの
チェックに!!



見た目だけではわかりにくい
お口の中をカンタンに
チェックだワン!

OraStrip®
オーラストリップ®

Quick 10秒で判定可能

Easy 操作は簡単。
歯肉縁に沿って滑らせるだけ

Visual 口腔内嫌気性細菌の代謝産物
「チオール」の濃度を段階的に視覚化

“チオール”とは? 

- 揮発性硫黄化合物 (VSC) と呼ばれる物質の一つで、**口の中の嫌気性細菌**の活動によって作り出されます。
- VSCには特有のニオイがあり、それが**口臭の原因の一つ**となっています。

2才までの犬の80%は
歯周病に侵され、特に小型犬・
超小型犬で、その傾向が強いと
報告されています。

WSAVA Global Dental Guidelines 2020

チオール濃度をクイックチェック!

OraStrip®
オーラストリップ®



口腔内衛生管理の指標として

